

# PLACAS BLOQUEADAS

FICHAS TÉCNICAS



PLACA BLOQUEADA DE CLAVÍCULA  
LATERAL 3.5/ 2.4 MM

## PLACA BLOQUEADA DE CLAVÍCULA LATERAL 3.5 / 2.4 MM

### Uso

Fracturas Lateral de Clavícula.

### Otras indicaciones

Pseudoartrosis y consolidación defectuosa de clavícula diafisaria y laterales.

### Contraindicaciones

Uso fuera de la región anatómica indicada.

### Empaque

Una pieza por paquete.

### Esterilización para uso quirúrgico

Producto no estéril,  
No debe usarse sin esterilizar.

### Diseño

Con orificios combinados de 3.5 mm, perfil de contacto limitado y bordes atraumáticos. Para tornillos corticales y bloqueados de 3.5 mm, diseño anatómico en derechas e izquierdas con una extensión lateral para tornillos bloqueados de 2.4 bloqueados.



**NOTA:** \*Las referencias dadas corresponden a las placas derechas en titanio\*

### Registro sanitario

INVIMA 2013DM-0009545 SISTEMA DE OSTEOSÍNTESIS APENDICULAR

### Protocolo Calidad

NTC – ISO 13485:2016

### Material

TITANIO - ACERO

### Sistema de Producto

PLACAS BLOQUEADAS

### Marca

IMEQ

### Clasificación de Riesgo

TIPO IIB

### Esterilización

Producto no estéril

Posibilidad de marcar los **productos con otras marcas**



8212713503	8212713504	8212713506	8212713508	REFERENCIA
3	4	6	8	ORIFICIOS
69	81	110	136	LONGITUD (mm)