

# PLACAS BLOQUEADAS

FICHAS TÉCNICAS



PLACA CLAVÍCULA GANCHO  
3.5MM

## PLACA CLAVÍCULA GANCHO 3.5 M M

### Uso

Fracturas de clavícula.

### Otras indicaciones

Pseudoartrosis y consolidación defectuosa de la clavícula diafisaria.

### Contraindicaciones

Uso fuera de la región anatómica indicada.

### Empaque

Una pieza por paquete.

### Esterilización para uso quirúrgico

Producto no estéril,  
No debe usarse sin esterilizar.

### Diseño

Con orificios combinados 3.5mm, perfil de contacto limitado y bordes redondos amigables con los tejidos blandos. Cuenta con tres diseños de gancho de 12mm, 15mm o 18mm. Diseño anatómico en placas derechas e izquierdas.



**NOTA:** \*Las referencias dadas corresponden a las placas derechas en titanio\*

### Registro sanitario

INVIMA 2013DM-0009545 SISTEMA DE OSTEOSÍNTESIS APENDICULAR

### Protocolo Calidad

NTC – ISO 13485:2016

### Material

TITANIO - ACERO

### Sistema de Producto

PLACAS BLOQUEADAS

### Marca

IMEQ

### Clasificación de Riesgo

TIPO IIB

### Esterilización

Producto no estéril

Posibilidad de marcar los **productos con otras marcas**



8213013504

8213013506

REFERENCIA

4

6

ORIFICIOS

75

97

LONGITUD (mm)